

laboratorio



Figura 56. En sinterizado-vitrificado



Figuras 57-59. A destacar el blanco-azulado elegido de las muestras



DENTINA E INCISAL DE UNA A TRES PIEZAS									
TIEMPO SECADO	TIEMPO CALOR	TIEMPO QUEMADO	TEMPE. SUBIDA	VACUM 1-punto menos de vacío	TEMPE. INICIAL	TEMPE. FINAL	MANTE. CON VACIO	MANTE. SIN VACIO	TIEMPO ENFRIAR
4 min.	4 min.	6 min.	60° x min.		645°	936°	30 seg.	1 min.	2 min.
DENTINA E INCISAL MÁS DE CUATRO PIEZAS									
TIEMPO SECADO	TIEMPO CALOR	TIEMPO QUEMADO	TEMPE. SUBIDA	VACUM 1-punto menos de vacío	TEMPE. INICIAL	TEMPE. FINAL	MANTE. CON VACIO	MANTE. SIN VACIO	TIEMPO ENFRIAR
4 min.	4 min.	8 min.	56° x min.		645°	936°	30 seg.	1 min.	2 min.

Tabla 4. Primera capa de sinterizado-bizcocho

das o espesas que estén las masas que se utilizan para moldear (Tabla 4).

Figuras 60 y 61: Primera capa sinterizada-bizcocho, conformada con cervical, dentina e incisal, según escala anterior.

Figuras 62 y 63: Capa de transparente-

translúcido sobre el primer sinterizado-bizcocho en cervical, dentina e incisal.

Aplicada la cubierta de transparente-translúcido se le sinteriza-bizcocho, "cocción".

Figuras 64 y 65: Resultado del sinteri-

zado-bizcocho del transparente-translúcido, sobre cervical dentina e incisal, de escala siguiente.

SOBRE EL PRIMER SINTERIZADO BIZCOCHO "COCCIÓN" UNA CAPA DE TRANSPARENTE-TRANSLÚCIDO. Y

Figura 60



Figura 61

